



Tampons de pH

Les tampons pH d'étalonnage Hach se déclinent en plusieurs solutions colorées ou incolores avec divers types d'emballage de différentes tailles allant de 15 mL à 20 L. Les tampons pH sont également disponibles sous forme de sachets à usage unique (Singlet) et de sachets de poudre unitaires prévus pour les analyses sur site et sur le terrain qui garantissent la fraîcheur du produit et éliminent tout risque de contamination. Tous les tampons pH Hach bénéficient d'une traçabilité NIST afin d'obtenir un étalonnage optimal des électrodes de pH avec une précision de $\pm 0,02$ pH à 25 °C. Tous les tampons Hach disposent d'un certificat d'analyse spécifique téléchargeable à l'adresse <https://fr.hach.com/coa> à l'aide du Numéro de produit et du Numéro de lot.

Pour les besoins des applications critiques et de la métrologie, Hach offre des solutions étalons IUPAC tampons avec certificat de conformité et de traçabilité délivré par notre laboratoire homologué (www.hach.com/coa). Le certificat indique la valeur exacte de tampon pH avec l'incertitude élargie associée ($k=2$). Les solutions tampons de pH sont traçables par rapport à l'échelle de pH IUPAC/ NIST. Elles présentent une durée de conservation exceptionnellement longue grâce à un emballage en aluminium de qualité supérieure.

Réf. produit	Valeurs pH	Code couleur	Volume / taille du carton	Propriétés du contenant	EUR Prix
S11M002	pH 4,005 $\pm 0,010$ à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
S11M004	pH 7,000 $\pm 0,010$ à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
S11M005	pH 7,413 $\pm 0,010$ à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
S11M007	pH 10,012 $\pm 0,010$ à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
S11M001	pH 1,679 $\pm 0,010$ à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
S11M003	pH 6,865 $\pm 0,010$ à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
S11M006	pH 9,180 $\pm 0,010$ à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
2283549.99	7,00	Oui	500 mL	Flacon	Nous contacter
2283449.99	4,01	Oui	500 mL	Flacon	Nous contacter
2770120	pH 7,00 $\pm 0,02$ à 25 °C	Oui	20 pièces	Singlet	Nous contacter
2770020	pH 4,01 $\pm 0,02$ à 25 °C	Oui	20 pièces	Singlet	Nous contacter
2770220	pH 10,01 $\pm 0,02$ à 25 °C	Oui	20 pièces	Singlet	Nous contacter
S11M008	pH 12,45 $\pm 0,05$ à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
LZW9461.98	pH 7,00 $\pm 0,02$ à 25 °C	Non	125 mL	Flacon	Nous contacter

Réf. produit	Valeurs pH	Code couleur	Volume / taille du carton	Propriétés du contenant	EUR Prix
2283649.99	pH 10,01 ± pH de 0,02 à 25 °C	Oui	500 mL	Flacon	Nous contacter
LZW9460.99	pH 4,01 ±0,02 à 25 °C	Non	125 mL	Flacon	Nous contacter
LZW9470.99	pH 10,01 ±0,02 à 25 °C	Non	125 mL	Flacon	Nous contacter
S11M011	pH 9,23 ±0,02 à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
1222249	pH 7,00 ±0,02 à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
1222349	pH 4,01 ±0,02 à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
2769920	pH 4,01 et 7,00 ±0,02 à 25 °C	Oui	2 pks of 20 pièces	Singlet	Nous contacter
LZW9464.98	pH 7,00 ±0,02 à 25 °C	Non	250 mL	Flacon	Nous contacter
LZW9463.99	pH 4,01 ±0,02 à 25 °C	Non	250 mL	Flacon	Nous contacter
LZW9465.99		Non			Nous contacter
2769820	pH 7,00 et 10,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	20 pièces	Singlet	Nous contacter
LZW9471.99	pH 10,01 ±0,02 à 25 °C	Non	250 mL	Flacon	Nous contacter
1222149	pH 10,01 ±0,02 à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
S11M010	pH 4,65 ±0,02 à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
2947600-EU	pH 4,01, 7,00 et 10,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	3 paquets de 500 mL	Flacon	Nous contacter
2283653	pH 10,01 ± pH de 0,02 à 25 °C	Oui	1000 mL		Nous contacter
LZW9472.99	pH 10,01 ±0,02 à 25 °C	Non	1 L (4 x 250 mL)	Flacon	Nous contacter
2227066	pH 7,00 ±0,02 à 25 °C	Oui	50 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
2507300	pH 4,01, 7,00 et 10,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	3 paquets de 20 L	Cubitainer	Nous contacter
2227166	pH 10,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	50 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
2227095	pH 7,00 ±0,02 à 25 °C	Oui	15 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
2226966	pH 4,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	50 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
1222220	pH 7,00 ±0,02 à 25 °C	Non	25 mL	Flacon	Nous contacter
2283553	pH de 7,00 ± 0,02	Oui	1000 mL		Nous contacter
89868					Nous contacter
2226995	pH 4,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	15 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
S11M009	pH 1,09 ±0,02 à 25 °C	Non	500 mL	Flacon	Nous contacter
2227195	pH 10,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	15 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
2226964	pH 4,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	250 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
2283536	pH 7,00 ±0,02 à 25 °C	Oui	15 mL	Flacon	Nous contacter

Réf. produit	Valeurs pH	Code couleur	Volume / taille du carton	Propriétés du contenant	EUR Prix
2227064	pH 7,00 ±0,02 à 25 °C	Oui	250 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
LZW9466.99	pH 4,01 ±0,02 à 25 °C	Non	1 L (4x250 mL)	Flacon	Nous contacter
LZW9467.98	pH 7,00 ±0,02 à 25 °C	Non	1 L (4 x 250 mL)	Flacon	Nous contacter
LZW9462.99	9,21	Non	125 ml		Nous contacter
1407995	pH 8,00 ±0,02 à 25 °C	Non	15 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
2283461	pH 4,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	20 L	Cubitainer	Nous contacter
2283661	pH 10,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	20 L	Cubitainer	Nous contacter
2283626	pH 10,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	50 mL	Flacon	Nous contacter
2283436	pH 4,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	15 mL	Flacon	Nous contacter
1222336	pH 4,01 ±0,02 à 25 °C	Non	15 mL	Flacon	Nous contacter
2227164	pH 10,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	250 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
1409895	pH 6,86 ±0,02 à 25 °C	Non	15 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
1410766	pH 9,00 ±0,02 à 25 °C	Non	50 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
2299264	pH 4,01 et 7,00 ±0,02 à 25 °C	Oui	30 pièces	Sachets de poudre	Nous contacter
2283426	pH 4,01 ±0,02 à 25 °C	Oui	50 mL	Flacon	Nous contacter
2283526	pH 7,00 ±0,02 à 25 °C	Oui	50 mL	Flacon	Nous contacter
2283561	pH 7,00 ±0,02 à 25 °C	Oui	20 L	Cubitainer	Nous contacter
89568					Nous contacter